



بیمارستان مهر

سیستم مدیریت یکپارچه

نام مدرک: روش اجرایی استریل فوری اقلام خاص

کد مدرک: UC-PC-151/151

شماره بازنگری مدرک: ۱

تاریخ تهیه: ۹۸/۷/۱۵

تاریخ بازنگری: ۹۹/۷/۱۵

تاریخ صدور: ۹۸/۷/۲۰

وضعیت کنترل	امضاء	تاریخ	مسئولیت	
		۹۸/۷/۲۰	مسئول CSSD سرپرستار اتاق عمل مسئول کنترل عفونت	تهیه
		۹۸/۷/۲۰	رئیس هیئت مدیره/دکتر معظمی رئیس کمیته کنترل عفونت/ دکتر مردانی	تأیید
صفحه ۱ از ۴ صفحه		۹۸/۷/۲۰	مدیرعامل/دکتر مردانی	تصویب

بیمارستان مهر	روش اجرایی استریل فوری اقلام خاص	کد مدرک: UC-PC-151/151 شماره بازنگری: ۱
---------------	----------------------------------	--

فرم وضعیت ویرایش				کد مدرک: QI-FO-121 شماره بازنگری : *
ردیف	شماره صفحه	شماره ویرایش	تاریخ ویرایش	شرح ویرایش

بیمارستان مهر	روش اجرایی استریل فوری اقلام خاص	کد مدرک: UC-PC-151/151 شماره بازنگری: ۱
---------------	----------------------------------	--

شماره صفحه

فهرست :

هدف..... ۴

دامنه کاربرد..... ۴

تعاریف..... ۴

مسئولیت ها و اختیارات..... ۴

شرح اقدامات..... ۴

منابع..... ۴

پیوست ها..... ۴

هدف :

هدف از ارائه این روش اجرایی تامین ابزار و وسایل جراحی استریل بدون ایجاد وقفه در مراقبت جراحی در اتاق عمل می باشد.

تعاریف :

Flash (استریلیزاسیون سریع)

زمانی کاربرد دارد که در حین عمل جراحی ابزار خاصی از دست جراح بیفتد و امکان جایگزینی آن وجود نداشته باشد که جهت استریل کردن فوری به واحد CSSD ارسال می شود و با روش بخار به مدت ۳۹ دقیقه استریل و برگردانده می شود .

آب مقطر : آبی است که توسط دستگاه RO از دیالیز تهیه می شود .

ویو پگ : کاغذی است که جهت استریل کردن وسایل غیر استریل استفاده می شود .

مسئولیت ها و اختیارات :

مسئولیت اجرای این دستورالعمل برعهده پرسنل استریل و اتاق عمل می باشد.

مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده کمیته کنترل عفونت می باشد.

مسئولیت ابلاغ این دستورالعمل بر عهده مدیریت عامل می باشد.

شرح اقدامات :

۱. کمیته کنترل عفونت بیمارستان لیستی از وسایل تک پیچ در اتاق عمل و ابزار جراحی با قابلیت استفاده مجدد بر اساس رشته های جراحی سالانه تهیه می کند.

۲. استریل فوری وسایل تک پیچ در اتاق عمل و ابزار جراحی با قابلیت استفاده مجدد به روش flash در واحد استریل اتاق عمل حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه انجام می گردد.

۳. پرسنل CSSD وسایل مورد نظر را با ویو پگ بسته بندی می کنند و داخل سبد اتوکلاو رومیزی قرار می دهند و درب دستگاه را می بندند .

۴. پرسنل CSSD دستگاه را بر روی برنامه تنظیم و دگمه استارت را فشار می دهند .

۵. پرسنل CSSD پس از اتمام کار دستگاه که جمله please open door (لطفاً درب دستگاه را باز کنید) بر روی صفحه مانیتور ظاهر می شود ، درب دستگاه را باز نموده و ابزار جراحی را خارج می نمایند .

۶. پرسنل CSSD در هر ۵ سیکل کاری آب دستگاه را تخلیه و بعد آب گیری می کنند .

منابع :

دستورالعمل استریلیزاسیون فوری ابلاغی وزارت بهداشت

پیوست ها : (امکانات و تسهیلات)

دستگاه اتوکلاو رومیزی – آب مقطر – ویو پگ